

СМАРТ Д1

ДЕФИБРИЛЯТОР БИФАЗНЫЙ



ЮМЕДИКА

ДЕФИБРИЛЛЯТОР БИФАЗНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры аппарата (см)	ГхШхВ 24,5 x 44,5 x 20
Размеры утюжковых электродов (см)	Взрослые: 10,3 x 8,5 (81,9 см ²) Детские: 4,5 x 4,0 (18 см ²)
Вес, г	Аппарат – 3,90 кг Внешние утюжки – 0,85 кг
Тип батареи	Встроенная NiMH, 14,4В, 4А/ч Встроенный источник питания, тип CF
Время зарядки	полностью разряженной батареи – 8 часов
Количество разрядов	(при заряженной батарее) – минимум 140 разрядов в 360 Дж или 200 разрядов в 200 Дж
Максимальное время набора заряда	< 6 секунд
УСЛОВИЯ РАБОТЫ	
Температура	0 - 50°C
Влажность воздуха	10 -95% RH, без конденсата
ДИСПЛЕЙ	
Размер	99 мм x 19 мм
Тип	буквенно цифровой ЖК дисплей
ДЕФИБРИЛЛЯТОР	
Уровни энергии	5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 и 360 Дж Ограничение энергии до 50 Дж при использовании детских электродов Энергия разряда корректируется в зависимости от импеданса пациента Двухфазная усеченная экспоненциальная
Форма импульса:	Переключатель режимов на передней панели позволяет включить и выключить прибор, а также выбрать уровень энергии и режим функционального тестирования
Управление	Кнопки на передней панели: “Выбор уровня энергии”; “Заряд”; “Разряд” работают в стандартной последовательности “1 - 2 - 3” Кнопка “Отмена” для сброса заряда Режим синхронизации при помощи кнопки “Синхр” Дублирование кнопок (2) “Заряд” и (3) “Разряд” на утюжковых электродах Уровень заряда на встроенном ЖК дисплее Готовность к разряду: звуковой сигнал и светодиод на утюжковых электродах
Индикация	Возможность использования одноразовых клейких электродов