

СМАРТ 1010_{WI-FI}

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ СМАРТ-1010 wi-fi



ЮМЕДИКА

Электрокардиограф SMART 1010 с wi-fi



Электрокардиограф SMART 1010 работает с центральной станцией мониторинга (ЦСМ) через Wi-Fi соединение. Это обеспечивает непрерывный мониторинг параметров ЭКГ и SpO₂, во всех отделениях больницы от кардиологии до отделения интенсивной терапии, от скорой помощи до общей терапии.

Конфигурация параметров:

- Мониторинг ЭКГ, аритмии, анализ сегмента ST и расчет ЧСС через 3/5 отведений ЭКГ
- Мониторинг пульсоксиметрии (SpO₂)
- Мониторинг частоты дыхания (ЧД)
- Мониторинг частоты пульса (ЧП) измеряется через SpO₂



Центральная станция мониторинга

- 64 прибора SMART 1010 могут соединяться с центральной станцией мониторинга (ЦСМ) одновременно.
- Благодаря встроенному модулю Wi-Fi SMART 1010 не требует дополнительной настройки сети.
- Функция вызова медсестры доступна как для SMART 1010, так и для центральной станции мониторинга (ЦСМ).
- Мониторинг в реальном времени параметров ЭКГ, ЧСС, SpO₂ и ЧП.
- Влагозащищенный корпус обеспечит защиту от случайного попадания воды и облегчит процедуру чистки и стерилизации.
- Автоматическая идентификация ЭКГ кабеля 3/5 – отведений.
- Просмотр истории 240 часов тренда и 720 событий для каждого пациента в центральной станции мониторинга (ЦСМ).




Влагозащищенный корпус



Защита от помех при движении




100 часов работы от AA батарей



Резервная батарея на 20 секунд для замены аккумулятора




Вызов медсестры




Автоматическое определение типа отведения

карта отведений

многофункциональный дисплей



3 отведения



5 отведений




ЭКГ + ЧСС



ЭКГ + SpO₂



SpO₂ + ЧП



Тренд